

Ultraljudsbad, Sonorex Super RK 170 K

Förenklad bruksanvisning

Start

- Se till att avtappningskranen är stängd!
- Fyll badbaljan med kranvatten eller avjoniserat vatten upp till fyllnadsmarkeringen.
OBS! Kör aldrig badet utan vatten upp till markeringarna!
- Anslut badet till ett jordat uttag.
- Dosera diskmedel, välj den typ av medel som passar för den rengöring och desinfektion som ska utföras. Se lokala anvisningar.

Avgasning

- Kör ultraljudet i 30 minuter efter att du fyllt på vatten och rengöringsvätskor.
- Om vätskorna i badet lämnats under en längre tid, kör då ultraljudet i 30 minuter 5 – 15 minuter innan gods placeras i badet och rengöringsprocessen påbörjas.

Rengöring

- Se till så att objekten i badet är helt täckta med vätska, använd alltid insatskorg eller utensiliehållare. Slangar och rör ska vara fyllda med vätska utan luftbubblor.
- Delarna får inte placeras direkt på botten av ultraljudsbadet. (Undantag korg KS och SH7)
- Placera den smutsigaste sidan mot botten.
- Stapla inte – ultraljudsenergi kommer att absorberas.
- Känsliga delar får inte röra vid varandra, använd plastinsatser och silikonmattor med ”piggar” i insatskorgarna.
- Kontrollera temperaturen vid rengöring av värmekänsliga instrument.

Rengöringstid

- Rengöringstiden ska vara så kort som möjligt, beroende på graden nedsmutsning och vilken vätska som används (Se information på etikett)
Varierar mellan 1 – 15 minuter.

Medilens AB

Box 1347

251 13 HELSINGBORG

Tel: 042-14 12 25, Fax: 042-28 02 29

info@medilens.se, www.medilens.se

Användning av timer

- Vrid ratten medurs till rätt rengöringstid, den gröna lampan tänds.
- Timern slås av automatiskt
- Du kan förkorta rengöringstiden eller stänga av ultraljudsbadet genom att vrida ratten moturs.

Värmefunktion

- Ställ in temperaturvredet på vald temperatur genom att vrida den medsols.
- Den gula och vita lampan tänds.
- Den gula lampan släcks när den valda temperaturen är nådd.

Att tömma ultraljudsbadet

- Dra ur huvudkontakten
- Placera **INTE** ultraljudsbadet i vasken.
- Öppna avtappningsslangen och tappa ur vätskan.

Rengöring och skötsel

- Se till att kontakten är utdragen innan ultraljudsbadet rengörs.
- Torka av in- och utsida med en fuktig trasa.
- Torka av in- och ut sida med Ytdesinfektion +.

SONOREX ultraljudsbad kräver inget underhåll.